



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 14:16 19.06.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 201218;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 201218;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/05358449 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/05358449);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 19.06.2026;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
7. Период действия версии: с 19.06.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Монитор нервно-мышечной блокады «Н-СТИМ» по ТУ 26.60.12-005-40556824-2024

Состав:

1. Монитор нервно-мышечной блокады Н-СТИМ, арт. НМТ.50.00.000 - 1 шт.
2. Кабель СТИМ, арт. НМТ.50.04.601 - 1 шт.
3. Фиксатор акселерометра большой взрослый, арт. НМТ.50.08.305-04 - 1 шт.
4. Фиксатор акселерометра взрослый, арт. НМТ.50.08.305-03 - 1 шт.
5. Фиксатор акселерометра большой детский, арт. НМТ.50.08.305-02 - 1 шт.
6. Фиксатор акселерометра детский, арт. НМТ.50.08.305-01 - 1 шт.
7. Держатель к стойке, арт. LD808-550-УМ - 1 шт.
8. Кабель сетевой, арт. SCZ-20 - 1 шт.
9. Электроды - 1 упак., в вариантах исполнения:
 - ЭКГ электроды серии Skintact, типов СТ, F, FS, PD, Т, TS, W и принадлежности для крепления типа RT, FIX, Арт. FS-RG1/10, производства "Леонард Ланг ГмбХ", Австрия, регистрационное

удостоверение № ФСЗ 2011/09805;

- ЭКГ электроды серии Skintact, типов CT, F, FS, PD, T, TS, W и принадлежности для крепления типа RT, FIX, Арт. FS -VB01, производства "Леонард Ланг ГмбХ", Австрия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09805;

- Электроды электрокардиографические одноразовые по ТУ 26.60.12-007-22261422-2018, вариант исполнения: 7. ЭКГ-электрод универсал 57*34 мм (Код: 5734), производства ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5888;

- Электроды электрокардиографические одноразовые по ТУ 26.60.12-007-22261422-2018, вариант исполнения: 8. ЭКГ-электрод универсал 45*42 мм (Код: 4542), производства ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», Россия, регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5888.

10. Модуль ЭМГ-Т, арт. НМТ.50.02.505 (при необходимости) - 1 шт.

11. Модуль LAN, арт. НМТ.50.02.507 (при необходимости) - 1 шт.

12. Микро SD-карта (при необходимости) - 1 шт.

13. Кабель LAN, арт. НМТ.50.04.604 (при необходимости) - 1 шт.

14. Установочный комплект программы для ЭВМ «СТИМ-ПК» на электронном носителе, арт. НМТ.50.08.506 (при необходимости) - 1 шт.

15. Руководство пользователя «СТИМ-ПК» на электронном носителе, арт. НМТ.50.08.902 РП (при необходимости) - 1 шт.

16. Кабель ЭМГ, арт. НМТ.50.04.602 (при необходимости) - 1 шт.

17. Датчик температуры взрослый (датчик Т серии YSI 400, модель W0001A или W0001B) (при необходимости) - 2 шт.

18. Датчик температуры детский (датчик Т серии YSI 400, модель W0001C или W0001D) (при необходимости) - 2 шт.

19. Датчик температуры неонатальный (датчик Т серии YSI 400, модель W0001E) (при необходимости) - 2 шт.

20. Кабель-удлинитель для датчика температуры W0001G (при необходимости) - 2 шт.

21. Руководство по эксплуатации НМТ.50.00.000 РЭ - 1 экз.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯДРОМЕД";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 344092, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, ЗД. 2, ПОМЕЩ. 41;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 344092, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, ЗД. 2, ПОМЕЩ. 41;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначен для измерения и регистрации изменения амплитуды мышечного ответа, вызванного воздействием импульсов электрического тока с фиксированными характеристиками, при введении мышечных релаксантов;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 204190;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ЯДРОМЕД", 344092, Российская Федерация, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, р-н Ворошиловский, пр-кт Космонавтов, д 2, нежилое помещение 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 83е, 83ж, 83з, 83и, 83ц, 83ч, 83ш; 76, 76а, 76б, 76в, 76сб, 76т; 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 62; 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-46, 47, 48, 48а, 49;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
204190	Монитор нервно-мышечной блокады «Н-СТИМ» по ТУ 26.60.12-005-40556824-2024

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11